

Die richtige Anwendung eines Dosieraerosols

Schutzkappe entfernen und
Dosieraerosol kräftig schütteln



Das Mundstück mit
den Lippen umschliessen.

Tief einatmen,
dabei Oberkörper aufrichten.

Ruhig und tief ausatmen.

Mit Beginn einer kräftigen, gleichmäßigen
Einatmung den Sprühstoß durch
Fingerdruck auf den Kanister auslösen.

Atem einige Sekunden anhalten, dann
ruhig ausatmen, evtl. mit
„Lippenbremse“.




Sind mehrere Sprühstöße verordnet,
zwischen den Anwendungen einige
Minuten verstreichen lassen.

Schutzkappe wieder aufsetzen

Die Reinigung des Dosieraerosols

Eine regelmäßige wöchentliche Reinigung des Dosieraerosols unter Beachtung des Beipackzettels ist notwendig.

- Den Wirkstoffkanister aus dem Kunststoffgehäuse nehmen.
- Verschlusskappe entfernen.
- Heißes Wasser durch das Kunststoffteil laufen lassen, Kappen ebenfalls auswaschen.
- Mit drehenden Bewegungen eines Wattestäbchens mögliche Ablagerungen um das Austrittsloch entfernen.
- Wasserreste herausschütteln, vollständig trocknen lassen, evtl. im kalten Luftstrom eines Fön.
- Wirkstoffkanister wieder sorgfältig mittig einsetzen, nicht verkannten.
- Kappe wieder aufsetzen.



Falsch!
Behälter schief eingesetzt!